

# Dentisterie, chronique d'une révolution... allongée

Meunier Carus Medical vient de mettre au point Zee Table, le poste de soins qui va transformer la visite chez le dentiste en un moment de détente, pour le patient, confortablement allongé, mais aussi pour le praticien et son assistante grâce à une ergonomie parfaitement ajustée. Présentation par Pierre Farré, l'initiateur de ce projet innovant.

C'est la fin d'une époque, celle où le fauteuil du dentiste était assimilé dans l'imaginaire collectif à une chaise à torture et non pas à un équipement de soins. Fini le temps où, tête renversée, bouche ouverte, vulnérable et apeuré, le patient voyait s'approcher « la roulette » et, pour le dentiste et son assistante, fini celui des douleurs musculo-squelettiques et des positions tordues.

Zee Table est en passe de révolutionner le monde de la dentisterie pour qui le fauteuil ne sera bientôt plus qu'une belle pièce d'antiquité. Pour cette table de soins, Meunier Carus a fait appel au Dr Pierre Farré, dentiste à Toulouse pendant plus de quarante ans et inventeur à ses heures. « Je suis à la retraite depuis deux ans, nous confie-t-il, au fil de ma carrière, j'ai vu l'évolution des équipements. Dans les années 1980, j'y ai même contribué en découvrant que l'on pouvait travailler sur une table de soins. Une table de soins est entièrement plate. Avec un fauteuil, il faut relever plus ou moins le dossier et, plus on le relève, plus l'accès à la bouche est difficile. La table reste à plat, comme celle d'un kiné, d'ailleurs tous les praticiens des autres domaines que la dentisterie utilisent des tables de soins ».

## Plus près des yeux

La société Meunier Carus Medical

conçoit et fabrique des fauteuils dentaires, et de sa rencontre avec Pierre Farré est née Zee Table. Cinq années ont été nécessaires à sa mise au point, et les premiers modèles seront livrés dans les cabinets au premier trimestre 2019. Les premiers dentistes servis ont été rapidement convaincus par les avantages et les bénéfices qu'ils pourraient en tirer. « Tout est centré sur l'accès à la bouche du patient, explique Pierre Farré, cela permet de travailler sur un patient plus proche des yeux du praticien, et au final d'obtenir une meilleure vision de sa denture. En conséquence, la gestuelle est bien plus équilibrée, puisqu'il n'est plus nécessaire de se pencher d'un côté ou de l'autre en se tordant le cou, comme quand on travaille latéralement par rapport au patient. Ces contraintes s'avèrent extrêmement nocives pour le dentiste. Zee Table supprime tous les troubles musculo-squelettiques du praticien et de son assistante ».

L'ergonomie a particulièrement été étudiée, affinée pour que le praticien et son assistante aient naturellement accès aux instruments. Les gestes sont naturels, les outils toujours accessibles. « Le poste de travail se trouve sur la droite du praticien, précise Pierre Farré, il peut donc avoir accès à ses instruments sans tendre le bras. La table est juste à l'endroit où son bras s'abaisse naturellement. Cette configuration est très ergonomique et pratique pour le dentiste et beaucoup plus agréable pour le patient ».



Pierre Farré, initiateur du projet Zee Table


## Pour une meilleure prise en charge du patient

La meilleure façon de se détendre et de se reposer, c'est de s'allonger. Une table est extrêmement confortable, d'autant plus si Meunier Carus en assure la conception et la réalisation. La réputation de leurs produits pour leur haute qualité de finition, de confort et d'ergonomie parle pour eux. Avec Zee Table, le patient est détendu, et bouge moins. Le repose-tête est une véritable innovation, il stabilise la tête et permet de l'orienter dans tous les sens sans avoir besoin de la baisser en hyper-extension.

« Et cela fait gagner beaucoup de temps, conclut Pierre Farré, il devient possible de travailler plus vite sur chaque geste, car les instruments sont naturellement à portée. Le patient s'installe sur la table simplement comme il le fait chez son kiné. C'est aussi un gain de temps considérable, car cela élimine ces longues minutes passées à installer le patient sur le fauteuil, à trouver le bon ajustement, l'inclinaison, etc. Non seulement nous gagnons du temps, mais nous gagnons également en qualité de soin, de travail et de confort ».

SATISFAIRE L'ERGONOMIE  
DU PRATICIEN, DU PATIENT  
ET DE L'ASSISTANTE :  
le trio gagnant

**m** meunier  
**c** carus  
ergonomic dental & medical equipment



L'ERGOLOGIE  
AU SERVICE  
DE LA CHIRURGIE  
DENTAIRE

Au service de  
votre bien-être  
depuis 1988

## Zee Table

Première table ergonomique  
développée et fabriquée en France  
pour toutes les spécialités dentaires

Un poste de soins conçu pour optimiser l'accès  
visuel et manuel à la cavité buccale

Distance de vision optimale  
Orientation et stabilisation de la tête du patient  
Accès à l'instrumentation optimisé pour le praticien et l'assistante  
Avec notre équipement, c'est pour vous la fin des TMS,  
un gain de temps et un confort de travail inégalés.

MEUNIER-CARUS MEDICAL

17, rue du Bourg - 38620 Montferrat - France

Tél. +33 (0) 4 76 32 30 10 - Fax +33 (0) 9 62 19 91 - Email : contact@meunier-carus.com